

HiViral™ Transport Kit Art.# AL167

Inhalt

50 bzw. 100 runde Vacutainer Röhrchen
(Höhe inkl. Deckel: 8 cm) x 1,3 ml/ Box

400 selbststehende Röhrchen
(Höhe inkl. Deckel: 10 cm) x 1,3 ml/ Box

2 Tupfer (buccal und nasal) mit
vorgegebenen Bruchstellen

*Auf Anfrage sind auch unterschiedliche
Röhrchen und Swabs verfügbar:*

Tel. +49 (6251) 989 24 0
webshop@neofroxx.com

Transport & Lagerung

Vor der Verwendung bei 15-30°C lagern

Transport innerhalb von 24h bei 2-8 °C

Langfristige Lagerung bei -20 °C

(Bei Raumtemperatur 12 Monate haltbar)

Zusammensetzung

Das HiViral™ Transportmedium von HiMedia ist ein speziell formuliertes Medium für die Probenahme, den Transport und die langfristige Kryokonservierung von Viren - entwickelt, um die optimale Lebensfähigkeit und Virulenz der Virusprobe zu gewährleisten.

- ✓ HiViral™ basiert auf Hanks' Balanced Salt Solution und enthält zusätzlich:
- ✓ ein schützendes Protein,
- ✓ Antibiotika zur Verhinderung von Kontaminationen
- ✓ einen Puffer zur Kontrolle des pH-Werts
- ✓ Phenolrot als pH-Indikator
- ✓ sowie einen Kryoprotektor, der das Einfrieren der Probe ermöglicht

